

Product Information

Nox Snap-on Double Lead, 98/100 cm

1 unit

98/100 cm (38.6/39.4")

Beige keyhole connector

Beige button snap

Grey wire

User instruction leaflet

1 unité

98/100 cm (38.6/39.4")

Fiche "keyhole" beige

Connecteur à bouton pression beige

Câble gris

Manuel d'utilisation

NOX-PESNAP2PAC1-0100

LOT Number/Numéro de lot

Reference Number/Code produit

Y Y Y Y M M D D

5 5 4 3 1 3

For distributor information go to/Pour plus d'informations sur les distributeurs : www.noxmedical.com

Consult instruction for use/Consulter le manuel d'utilisation

Manufacturing year/Année de fabrication : YYYY

Made in USA/Fabriqué aux États-Unis

Manufactured for/Fabriqué pour :
Nox Medical
Katrínartúni 2
IS-105 RVK
Iceland

LATEX

This product is not made with natural rubber latex. Ce dispositif n'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

CE

CE marking indicating conformance to EC directives 93/42/EEC and 2007/47/EC./Marquage CE indiquant la conformité avec les directives 93/42/CEE et 2007/47/CE.

Caution: USA law restricts this device to sale by or on the order of a licensed medical practitioner./Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif à ou à la demande d'un médecin.

NOX-PESNAP2PAC1-LABEL1-REV1

+70 °C

(158 °F)

-60 °C

(-76 °F)

Temperature limitation/
Limites de température :
-60°C (-76°F) - 70°C (158°F)

For Europe: Separate collection for electrical and electronic equipment. En Europe, jeter les équipements électriques et électroniques séparément.

Pictures/figures show packaging and label of the product

Nox Medical Nox Medical Katrínartúni 2 IS-105 Reykjavík Iceland noxmedical@noxmedical.com tel:+354-5707170		
Technical drawing for incoming inspection		
Product REF code: 554313		Part Number:
Date: 16.12.2013	Rev: 01	Page: 1 of 2 NOX-PESNAP2PAC1

Shipment Packaging Instructions

- The product should always be packed in a larger carton box.
- The box should be appropriately sized such that the bags fit nicely in the box without extra space for them to move around.



Nox Medical
Katrínartúni 2 IS-105 Reykjavík Iceland
noxmedical@noxmedical.com
tel: +354-5707170

Technical drawing for incoming inspection

Product REF code:

554313

Part Number:

NOX-PESNAP2PAC1

Date:

16.12.2013

Rev:

01

Page:

1 of 2